

FCR Prima II



FCR Prima II

Vereinfachte Arbeitsprozesse

Die Digitalisierung der Röntgenbilder macht es möglich, eine konstante Bildqualität zur Verfügung zu stellen. Die belichtete Kassette wird einfach in das FCR Speicherfoliensystem eingelegt und liefert qualitativ hochwertige Aufnahmen für die Diagnose.

Bedienkonsole und Bildverarbeitung

Die FCR Speicherfoliensysteme Prima werden über eine Konsole bedient. Auf dieser Bedienkonsole befindet sich eine grosse Auswahl der bewährten Bildverarbeitungstechnologien von FUJIFILM So wird das Röntgenbild immer in optimaler Qualität dargestellt.



Download(s):

https://www.fujifilm.ch/medical/sites/default/files/downloads/brochure_fcr_prima_ii_english.pdf

Spezifikation

Modell	FCR PRIMA II Image Reader
Verarbeitungskapazität	bis zu 55 Kassetten / Stunde
Standardauflösung	10 Pixel / mm
Einschub-Vorrichtung	1
Abmessungen	600 × 400 × 780 mm (BxTxH)
Gewicht	70 kg

Zubehör

	<p>Imaging Plates ST-VI</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none">• 35 x 43cm• 35 x 35cm• 24 x 30 cm• 18 x 24 cm• 15 x 30 cm
	<p>IP Cassette Type CC</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none">• 35 x 43cm• 35 x 35cm• 24 x 30 cm• 18 x 24 cm• 15 x 30 cm