

FCR Capsula X



FCR Capsula X

Schon der Name CAPSULA (Lat. Schachtel) besagt: Sowohl die Abmessung als auch das Gewicht wurden deutlich reduziert, was die Wahl bzw. Flexibilität des Installationsortes vereinfacht – und das unter Beibehaltung aller Vorteile eines digitalen Systems.

Unterstützung verschiedener diagnostischer Formate.

Das FCR Capsula X kann mit drei Kassettentypen bestückt werden:

- CC (Standard)
- LC (Ganzbein/ Ganzwirbelsäule)
- PC (Strahlentherapie)
- Speziell für die Pantomografie gibt es eine 15x30 cm Kassette.




Download(s):

https://www.fujifilm.ch/medical/sites/default/files/downloads/brochure_capsula_x_anglais.pdf

Spezifikation

Modell	FCR Capsula X Image Reader
Anzahl der Stacker	1
Anzahl der Graustufen	12 bit (4096)
Abmessungen	590 × 380 × 810 mm (BxTxH)
Gewicht	99 kg

Zubehör

	<p>Imaging Plates ST-VI</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none">• 35 x 43cm• 35 x 35cm• 24 x 30 cm• 18 x 24 cm• 15 x 30 cm
	<p>IP Cassette Type CC</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none">• 35 x 43cm• 35 x 35cm• 24 x 30 cm• 18 x 24 cm• 15 x 30 cm
	<p>IP Cassette Type LC</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none">• 35 x 83cm• 35 x 124cm• 24 x 58 cm