

FCR Capsula XL II



FCR Capsula XL II

Schon der Name CAPSULA (lat. Schachtel) besagt : Sowohl die Abmessung als auch das Gewicht wurden deutlich reduziert, was die Wahl bzw. Flexibilität des Installationsorts vereinfacht – und das unter Beibehaltung aller Vorteile eines digitalen Systems.

Beim FCR CAPSULA XLII wird die Kassette von oben in das Gerät eingelegt. So kann der normalerweise begrenzt vorhandene Platz optimal genutzt und das FCR CAPSULA XLII flexibel auch in kleineren Bereichen installiert werden.

Unterstützung verschiedener diagnostischer Formate Das FCR CAPSULA XL II kann mit drei Kassettentypen bestückt werden:

- CC (Standard)
- LC (Ganzbein/ Ganzwirbelsäule)
- PC (Strahlentherapie)
- Speziell für die Pantomografie gibt es eine 15x30 cm Kassette.




Download(s):

https://www.fujifilm.ch/medical/sites/default/files/downloads/fcr_capsula-xlii_17.pdf

Spezifikation

Modell	FCR CAPSULA XLII Image Reader Unit
Anzahl der Stacker	1
Anzahl der Graustufen	12 bit
Abmessungen	590 × 380 × 810mm (BxTxH)
Gewicht	99kg

Zubehör

	<p>Imaging Plates ST-VI</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none">• 35 x 43cm• 35 x 35cm• 24 x 30 cm• 18 x 24 cm• 15 x 30 cm
	<p>IP Cassette Type CC</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none">• 35 x 43cm• 35 x 35cm• 24 x 30 cm• 18 x 24 cm• 15 x 30 cm
	<p>IP Cassette Type LC</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none">• 35 x 83cm• 35 x 124cm• 24 x 58 cm