

GIERTH HF 400 ML



GIERTH HF400

HIGH FREQUENCY DIAGNOSTIC X-RAY UNIT

X-RAY **READY** **ERROR**

HIGH FREQUENCY DIAGNOSTIC X-RAY UNIT

kV **mAs/sec**

▼ ▲ ▼ ▲

#

⚠ **WARNING:** THIS X-RAY UNIT MAY BE DANGEROUS TO PATIENT AND OPERATOR UNLESS SAFE EXPOSURE FACTORS, OPERATING INSTRUCTIONS AND MAINTENANCE SCHEDULES ARE OBSERVED. **MR**

M1 M2 M3 M4 M5

3V-300W

#

SID 100

15 18 24 30 35 40 cm

L'appareil de radiologie universel – du cabinet vétérinaire pour petits animaux jusqu'à la clinique équine

GIERTH HF400 ML est l'appareil de radiologie le plus universel de la gamme de produits. Il peut être utilisé dans le domaine des petits animaux tout comme pour l'imagerie équine, les cabinets vétérinaires mixtes ainsi que dans les zoos. La haute performance du GIERTH HF 400 ML permet des temps d'exposition très courts et emmène l'imagerie portable vers un tout nouveau niveau.

Description succincte:

- Appareil de radiologie haute fréquence avec inverseur de fréquence d'ondes
- 22,4 kg
- Interface en série pour le branchement d'un système numérique
- Viseur lumineux orientable avec échelle pour le pré réglage du format
- Éclairage du viseur lumineux activable par déclencheur manuel
- Signal acoustique et optique pour le temps d'exposition
- 5 touches de fonction Memory
- Double pointeur laser
- Affichage numérique « X-RAY », « READY » et « ERROR »
- Échelle d'adaptation de la distance de la cassette sur le centreur
- Boîtier en aluminium

Download(s):

https://www.fujifilm.ch/medical/sites/default/files/downloads/gjierth_hf400ml_ch.pdf

https://www.fujifilm.ch/medical/sites/default/files/downloads/gjierth_geraeteuebersicht_102013.pdf