

Fastec HiSpec 4



3 Megapixel hochauflösende Hochgeschwindigkeitskamera

Die HiSpec 4 bietet mit einer Auflösung von 1696 x 1710 Pixeln eine hervorragende Bildqualität. Ausserdem ist sie geeignet für eine Vielzahl von Hochgeschwindigkeits-Bewegungsanwendungen mit der Fähigkeit, Megapixel-Bilder mit mehr als 1400 fps aufzunehmen. Durch die Gigabit-Ethernet-Schnittstelle des HiSpec 4 wird es Ihnen ermöglicht, mehrere Kameras von jedem handelsüblichen Notebook / PC bis zu einer Entfernung von 100 Metern zu bedienen. Die HiSpec 4 ist für den einfachen Betrieb in nahezu jeder Industrie- und Laborumgebung ausgelegt.

Highlights

Mount	C-Mount
Sensorgrösse	4/3 Zoll
Max Bildauflösung	1696 x 1710 Pixel
Bildrate	523 fps
Max Bildrate	298`851 fps bei 128 x 2 Pixel
Speicher	2 GB
Aufnahmezeit	743 Bilder
Sensorpixel	8.00 x 8.00 µm
Geschwindigkeit bei HD	2335 fps
Geschwindigkeit bei 512 x 512 Pixel	8202 fps
Verschlusszeit	1 µs
Eingang	Sync-in, Trigger-in
Ausgang	Sync-Out
Bildspeicher	RAM Speicher
Gewicht	0.28 KG
Grösse	63 x 63 x 65mm (W x H x L)

Opt. Zubehör

Speichererweiterung	4 GB
---------------------	------